

Badigeonov

Support de badigeonnage

Le **Support de badigeonnage** permet de poser le membre d'un patient le temps de commencer le badigeon.


Inoxydable

Sa fabrication en inox lui permet de résister à la corrosion des agents décontaminants et des antiseptiques. Il est certifié CE pour un usage non stérile.

Pratique

Résistant

Facile



Avantage

Il libère le personnel circulant pendant le badigeonnage jusqu'à la mise en place du jersey.

Pratique

Se met en place et se retire facilement.

Précaution d'emploi

La durée maximum d'utilisation, membre en appui doit être inférieure à 5 minutes.

Référence:

- Support Badigeon:

MIKROLAND

3 Rue Blaise Pascal - F-52800 Nogent - Tél.: 06 27 58 67 02


Badigeonov

Support de badigeonnage



MIKROLAND

Faire de vos idées
l'innovation de demain

 Fabriqué en France

CE